

看護師および放射線技師の方へ

メドトロニック社製
InSync 8040両心室ペースメーカを
ご使用の患者様が
X線CT検査を受けられる場合は
事前にペースメーカ検査担当医へ
ご相談ください。

InSync8040ご使用患者様の見分け方


①こちらの手帳やカードをお持ちです。




両心室ペースメーカ手帳 (青色)



心臓再同期ペースメーカ (黄色)
(両心室ペースメーカ)・カード





X線CT検査を受ける方への
注意喚起カード



②X線写真を撮ると3本のリード線やデバイス上部に3本のリード接合部が見えます。

X線写真



実物大

ご質問等ございましたら、日本メドトロニック営業担当者にご相談ください。